

Pas brzuszny - AT04605



Numer katalogowy **AT04605**

Producent **Antar**

Opis produktu

AT04605 Pas brzuszny

Pas brzuszny służy do wzmocnienia mięśni brzucha oraz zapobiega przemieszczeniom organów wewnętrznych na skutek przepuklin brzusznych. Wykonany jest z unikalnej kompozycji dwóch siatek, zewnętrznej - mocnej, przenoszącej obciążenia oraz wewnętrznej - miękkiej i komfortowej w kontakcie z ciałem. Dzięki temu pas jest niezwykle przewiewny, zapewnia doskonałe odprowadzenie nadmiaru ciepła oraz potu, a także „oddychanie” ciała pod nim,. Zapięcie na rzepy daje szeroką możliwość regulacji. Zalecany w przypadku przepukliny brzusznej, osłabienia mięśni brzucha, po porodzie, po przebytych operacjach jamy brzusznej, po zabiegach chirurgicznych.

Wysokość pasa: 24 cm

Rozmiary: S - XXXL

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: L , M , S , XL , XXL , XXXL