

Dane aktualne na dzień: 03-05-2026 00:53

Link do produktu: <https://akmed.pl/pas-brzusznny-be-170-damski-p-2148.html>

Pas brzuszny BE-170 (damski)



Numer katalogowy **BE-170**

Producent **Orliman**

Opis produktu

Pasy żebrowo-brzuszne wykonane są z oddychającego, elastycznego materiału o bawełnianym wykończeniu, zapinane na velcro.

Zastosowanie:

dolegliwości żebrowe, pęknięcia żeber, pooperacyjnie stabilizacja i podparcie, bardzo wygodny i łatwy w zastosowaniu.

Kolor:beż.

Wysokość: 16 cm, niższe zapięcie niż w wersji BE-160 z powodu wycięcia na biust.

Tabela - rozmiary:

ROZMIAR	XXS/1	XS/2	S/3	M/4	L/5	XL/6
Obwód brzucha (cm)	75-83	83-91	91-99	99-107	107-115	115-125

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: L , M , S , XL , XS , XXS