

Dane aktualne na dzień: 02-05-2026 21:15

Link do produktu: <https://akmed.pl/pas-brzusznym-be-240be-300-p-2146.html>



Pas brzuszny BE-240/BE-300

Numer katalogowy **BE-240/BE-300**

Producent **Orliman**

Opis produktu

Pas wykonany jest z oddychającego, elastycznego materiału, zapinany na velcro.

Zastosowanie: po porodzie, pooperacyjnie.

Kolor: beż.

Wysokość z przodu: 24 cm (BE-240), 30 cm (BE-300).

Wysokość z tyłu: 24 cm (BE-240), 30 cm (BE-300).

Tabela - rozmiary:

ROZMIAR	XXS/1	XS/2	S/3	M/4	L/5	XL/6
Obwód brzucha (cm)	75-83	83-91	91-99	99-107	107-115	115-125

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: L , M , S , XL , XS , XXS

Model: BE-240 , BE-300