

Link do produktu: <https://akmed.pl/pas-brzusznym-bez-otworu-dla-pacjentow-z-przetoka-brzusznym-p-2462.html>



## Pas brzuszny (bez otworu, dla pacjentów z przetoką brzuszną)

Numer katalogowy	<b>COL-245/COL-247/COL-249 COL-165/COL-167/COL-169</b>
Producent	<b>Orliman</b>

### Opis produktu

Pasy brzuszne wykonane są z elastycznego materiału, posiadają plastikową wkładkę zabezpieczającą region przetoki przed nadmiernym rozciąganiem. Pasy posiadają po 8 sztywników zapobiegających zwijaniu się pasa oraz pas przytrzymujący worek. Otwór znajduje się 4 cm od dolnej krawędzi pasa.

#### Zastosowanie:

pooperacyjnie w przypadku kolostomii, ileostomii, do codziennego używania.

#### Działanie:

wsparcie okolicy przetoki.

#### Dostępne (inne) modele:

COL-245/COL-247/COL-249 COL-165/COL-167/COL-169.

**Kolor:**beż.

### Tabela - rozmiary:

TYP	COL-245	COL-247	COL-249	COL-165	COL-167	COL-169
Wysokość pasa (cm)	24	24	24	16	16	16
Średnica otworu stomijnego (mm)	50	75	90	50	75	90
ROZMIAR	XS/1	S/2	M/3	L/4		
Obwód bioder/pasa (cm)	75-85	85-95	95-105	105-120		

### Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Rozmiar:** L , M , S , XS

**Model:** COL-165 , COL-167 , COL-169 , COL-245 , COL-247 , COL-249