

Link do produktu: <https://akmed.pl/pas-brzusznym-bez-otworu-dla-pacjentow-z-przetoka-brzusznym-p-2463.html>



## Pas brzuszny (bez otworu, dla pacjentów z przetoką brzuszną)

Numer katalogowy **COL-240/COL-160**

Producent **Orliman**

### Opis produktu

Pas brzuszny wykonany jest z elastycznego materiału, w którym można wyciąć otwór według indywidualnej lokalizacji i potrzeb. Materiał nie strzępi się po wycięciu otworu. Ponadto posiada on plastikową wkładkę zabezpieczającą region przetoki przed nadmiernym rozciąganiem. Pas posiada 8 sztywników, które zapobiegają jego zwijaniu się oraz dodatkowy pas przytrzymujący worek.

#### Zastosowanie:

pooperacyjnie w przypadku kolostomii, ileostomii. Wkładki z otworami o średnicy 50-75-90 mm .

#### Działanie:

wsparcie okolicy przetoki.

#### Dostępne (inne) modele:

COL-240/COL-160.

**Kolor:**beż.

#### Tabela - rozmiary:

TYP	COL-240	COL-160		
Wysokość pasa (cm)	24	16		
ROZMIAR	XS/1	S/2	M/3	L/4
Obwód bioder/pasa (cm)	75-85	85-95	95-105	105-120

#### Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Model:** COL-160 , COL-240

**Rozmiar:** L , M , S , XS