

Pas brzuszny



Numer katalogowy **1506**

Producent **Thuasne**

Opis produktu

Pas brzuszny Access idealnie dopasowuje się do ciała dzięki elastycznej tkaninie, z której jest uszyty. Nie przeszkadza w wykonywaniu codziennych czynności. Wyposażony w rzepy dzięki czemu bardzo łatwo go dopasować do obwodu ciała.

Produkt wykonany w dwóch wysokościach:

- czteropasmowy - wysoki (biały 30 cm)
- trzypasmowy - niski (biały 23 cm)

Wskazania / przeciwwskazania

- Podtrzymywanie ściany brzucha
- wspomaga codzienną aktywność - Zapobiega powstawaniu przepukliny pooperacyjnej

Nie umieszczać produktu bezpośrednio na uszkodzonej skórze

Rozmiar:

| | |
|---|--------------|
| 1 | 61 -90 cm |
| 2 | 90 - 120 cm |
| 3 | 120 - 150 cm |

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: 1 , 2 , 3

TYP: niski , wysoki