

## Pas brzuszny O-104

Numer katalogowy **O-104**

Producent **Orliman**



### Opis produktu

Pas na przepuklinę pępkową wykończony frotte od strony przylegającej do ciała, zapinany na taśmę velcro, posiada pelotę mocowaną za pomocą velcro.

**Zastosowanie:**

redukcja przepukliny pępkowej.

**Działanie:**

bardzo dobry nacisk na okolice pępkową.

**Kolor:**beż.

**Tabela - rozmiary:**

<b>ROZMIAR</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>
Obwód pasa na 75-83 wysokości pępka (cm)		83-91	91-99	100-107	107-120	118-132	129-145

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Rozmiar:** 10 , 11 , 12 , 13 , 7 , 8 , 9