
Dane aktualne na dzień: 11-04-2026 11:29

Link do produktu: <https://akmed.pl/pas-brzuszy-op1160-p-2508.html>

Pas brzuszny OP1160



Numer katalogowy	OP1160
------------------	---------------

Producent	Orliman
-----------	----------------

Opis produktu

Pas pępkowy wykonany jest z miękkiego materiału, wypełnionego przepuszczającą powietrze pianką, pas jest szerszy w środkowej części oraz posiada silikonową pelotę, dzięki czemu ucisk wywierany na przepuklinę jest efektywny i nie sprawia przykrych wrażeń użytkownikowi.

Działanie:

przepuklina pępkowa u dzieci jest spowodowana przez niecałkowite zamknięcie pępka. Pas zapewnia utrzymanie warunków potrzebnych do korekcji przepukliny oraz wpływa na wpuklenie wystającej części pępka do wewnątrz jamy brzucha.

rozmiar uniwersalny.