

Link do produktu: <https://akmed.pl/pas-brzusznym-stomijny-at04603-p-4284.html>

Pas brzuszny - stomijny AT04603



Numer katalogowy	AT04603
Producent	Antar

Opis produktu

AT04603 Pas brzuszny - stomijny

Pas brzuszny - stomijny służy do podtrzymania, stabilizacji oraz ukrycia worka stomijnego, a także podtrzymania i wzmocnienia powłok brzusznych. Posiada strefę, w której użytkownik może samodzielnie wyciąć otwór na worek stomijny - według swoich indywidualnych potrzeb. Zapięcie na rzepy daje szeroką możliwość regulacji, zaś doczepiany na rzepy element materiałowy pozwala ukryć worek stomijny. Pas wykonany jest z miękkiego, przewiewnego materiału, zapewnia duży komfort użytkowania. Zalecany w przypadku stomii, przepukliny brzusznej, osłabienia mięśni brzucha, po przebytych operacjach jamy brzusznej, po zabiegach chirurgicznych.

Wysokość pasa: 24 cm

Rozmiar (obwód wokół pasa):

XS (70÷80 cm),
S (81÷90 cm),
M (91÷100 cm),
L (101÷110 cm),
XL (111 ÷ 120cm),
XXL (121÷130 cm),
XXXL (>130 cm)

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: L , M , S , XL , XS , XXL , XXXL