

Link do produktu: <https://akmed.pl/pas-brzuszy-wyszczuplajacy-zapinany-bezowy-p-1758.html>



## Pas brzuszny wyszczuplający, zapinany - BEŻOWY

Numer katalogowy **SP-1815D**

Producent **Special**

### Opis produktu

Wykonany z innowacyjnego neoprenu w opatentowanej technologii **NEOPRENE**.

- Zapewnia wzmocnienie mięśni brzucha w czasie wysiłku fizycznego
- Wzmacnia nadmiernie rozciągnięte powłoki brzuszne
- Powoduje wyraźne podniesienie temperatury ciała co przyspiesza spalanie tkanki tłuszczowej w czasie wykonywanych ćwiczeń
- Dzięki zatrzymywaniu ciepła hamuje powstawanie nowej tkanki tłuszczowej jednocześnie redukując dotychczasową.

Dzięki zastosowaniu dodatkowej wewnętrznej warstwy izolującej uzyskujemy efekt termiczny znacznie przyspieszający spalanie tkanki tłuszczowej w czasie wykonywanych ćwiczeń fizycznych. Najlepsze efekty wyszczuplające uzyskuje się zakładając pas bezpośrednio podczas ćwiczeń fizycznych na ciele. System zapinania oraz użyte materiały gwarantują pełen komfort użytkowania.

#### Rozmiar:

Uniwersalny

#### Przeciwwskazania:

Pasa nie należy stosować w przypadku otwartych ran, otarć naskórka, egzem skórnych, żylakowości, kiedy zastosowano maści lub żele rozgrzewające.

#### Sposób konserwacji:

Prać ręcznie w temperaturze do 40°C. Nie stosować wybielaczy, nie chlorować, nie prasować, nie prać chemicznie.