

Link do produktu: <https://akmed.pl/pas-brzuszy-z-otworem-stomijnym-p-1867.html>

## Pas brzuszny z otworem stomijnym



Numer katalogowy	<b>DRQH0T1FG</b>
Producent	<b>Qmed</b>

### Opis produktu

#### ZASTOSOWANIE

Dla osób z przetoką jelita wytworzona na brzuchu (zwłaszcza w okresie pooperacyjnym), pas zmniejsza ryzyko wystąpienia przepukliny w okolicy przetoki, przy już powstałych przepuklinach w okolicy przetoki, pas wzmacnia mięśnie brzucha podczas wysiłku fizycznego, pas można stosować w przypadkach różnego umiejscowienia.

#### CECHY PRODUKTU

- pas został wykonany z elastycznej taśmy,
- ze specjalnym otworem do stomi,
- zapinany przy pomocy rzepa,
- szeroka tabela rozmiarów,
- kolor: biały.

#### PARAMETRY TECHNICZNE

Rozmiar	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL
Obwód pasa (cm)		81 - 90	91 - 100	101 - 110	111 - 120	121-140	>140

Wysokość: 25 cm

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Rozmiar:** L , M , S , XL , XS , XXL , XXXL