

Dane aktualne na dzień: 09-04-2026 16:35

Link do produktu: <https://akmed.pl/pas-brzuszy-z-otworem-stomijnym-p-1867.html>

Pas brzuszny z otworem stomijnym



| | |
|------------------|------------------|
| Numer katalogowy | DRQH0T1FG |
| Producent | Qmed |

Opis produktu

ZASTOSOWANIE

Dla osób z przetoką jelita wytworzona na brzuchu (zwłaszcza w okresie pooperacyjnym), pas zmniejsza ryzyko wystąpienia przepukliny w okolicy przetoki, przy już powstałych przepuklinach w okolicy przetoki, pas wzmacnia mięśnie brzucha podczas wysiłku fizycznego, pas można stosować w przypadkach różnego umiejscowienia.

CECHY PRODUKTU

- pas został wykonany z elastycznej taśmy,
- ze specjalnym otworem do stomi,
- zapinany przy pomocy rzepa,
- szeroka tabela rozmiarów,
- kolor: biały.

PARAMETRY TECHNICZNE

| | | | | | | | |
|-----------------|----|---------|----------|-----------|-----------|---------|------|
| Rozmiar | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
| Obwód pasa (cm) | | 81 - 90 | 91 - 100 | 101 - 110 | 111 - 120 | 121-140 | >140 |

Wysokość: 25 cm

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: L , M , S , XL , XS , XXL , XXXL