



Pas brzuszny, zapinany

Numer katalogowy **SP-2260**

Producent **Special**

Opis produktu

Wykonany z innowacyjnego materiału w opatentowanej technologii Elastic.

- Zapewnia wzmocnienie mięśni brzucha w czasie wysiłku fizycznego
- Zabezpiecza przed wystąpieniem przepukliny pooperacyjnej
- Umożliwia swobodne poruszanie się po przebytych operacjach jamy brzusznej
- Wzmacnia nadmiernie rozciągnięte powłoki brzuszne po porodach fizjologicznych
- Szczególnie polecany jako zabezpieczenie przy istniejących przepuklinach brzusznych, np. pępkowych, pooperacyjnych, przy zapaleniu nerwu kulszowego.

Dzięki zastosowaniu niejednolitego materiału (konstrukcja pręgowana) pas idealnie dopasowuje się do anatomicznych kształtów ciała. Dzięki zastosowaniu w części przedniej specjalnej piankowej tkaniny pas chroni przed oziębieniem. System zapinania oraz użyte materiały gwarantują pełen komfort użytkowania.

Rozmiary:

(mierzyć obwód wokół pasa)

S: do 71,1 cm,

M: 72,4-80,0 cm,

L: 81,2-90,1 cm,

XL: 91,4-99,0 cm,

XXL: 100,3-108,0 cm,

XXXL: powyżej 109,2 cm

Sposób konserwacji: Prać ręcznie w temperaturze do 40 °C . Nie stosować wybielaczy, nie chlorować, nie prasować, nie prać chem.

Przeciwwskazania: Pasa nie należy stosować w przypadku otwartych ran, otarć naskórka, egzem skórnych, żylakowatości, kiedy zastosowano maści lub żele rozgrzewające.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: L , M , S , XL , XXL , XXXL

