

Pas ciążyowy AM-PC-01

Numer katalogowy **AM-PC-01**

Producent **Reh4Mat**



Opis produktu

Charakterystyka produktu

Orteza została zaprojektowana w sposób bardzo anatomiczny, dzięki czemu wyrób łatwo dopasowuje się sylwetki każdej kobiety ciężarnej, doskonale podtrzymuje brzuch oraz skutecznie stabilizuje odcinek lędźwiowy kręgosłupa.

Boczne i tylne części sznurówki wykonano ze specjalnej gumy ortopedycznej AirRubber, która charakteryzuje się jednokierunkową elastycznością oraz uzyskaną w procesie dziania perforacją. Otworki pozwalają na łatwiejsze oddychanie skóry co poprawia komfort użytkowania wyrobu.

W tylnej części ortezy zainstalowano w zależności od rozmiaru cztery albo sześć fiszbin ortopedycznych oraz dwa elastyczne zespoły napinające dodatkowo podtrzymujące brzuch osoby ciężarnej. Fiszbiny ortopedyczne posiadają ściśle określony stopień elastyczności, który uzyskano dzięki zastosowaniu właściwych tworzyw sztucznych i odpowiedniego procesu ich wytwarzania.

Zapięcia wyrobu wykonano w nowy asymetryczny sposób. Rozwiązanie to pozwala na lepsze dopasowanie wyrobu do ciała pacjenta w zakresie jednego rozmiaru.

Pas ciążyowy jest beżowy i niewidoczny pod ubraniem. Doskonale odciąża dolny odcinek kręgosłupa, co pomaga zmniejszyć ból pleców.

POSTAWA KOBIETY CIĘŻARNEJ

Przeznaczenie

Pas ciążyowy AM-PC-01 powinno się stosować w przypadku:

- ciąży zarówno początkowej jak i zaawansowanej
- rozluźnienia powiązań stawowych w obrębie jamy brzusznej i miednicy
- nieprawidłowej postawy ciała (przesunięty środek ciężkości)

-
- hiperlordozy

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: L , M , XL