

Link do produktu: <https://akmed.pl/pas-ledzwiowo-przemyslowy-p-1776.html>



Pas lędźwiowo-przemysłowy

Numer katalogowy	SP-722W
Producent	Special

Opis produktu

Wykonana z oddychającej i rozciągliwej tkaniny

- Zapewnia dużą skuteczność stabilizacji
- Dzięki dodatkom szelkom pas pozostaje we właściwej pozycji w czasie wykonywania różnych czynności np. chodzenia, kucania, siadania oraz zginania
- Szczególnie polecany dla osób wykonujących ciężkie prace fizyczne, chcących odciążyć kręgosłup, efektywnie zmniejszyć bóle korzonkowe

Dzięki zastosowaniu (w części tylnej) unikalnych nierdzewnych, anatomicznie wyprofilowanych stałek daje gwarancję skutecznej stabilizacji. System podwójnego dopinania oraz użyte materiały gwarantują pełen komfort użytkowania

Rozmiary:

(mierzyć obwód wokół pasa)

S: 71,1-81,2 cm,

M: 83,8-93,9 cm,

L: 96,5-106,6 cm,

XL: 109,2-121,9 cm,

XXL: 124,4-134,6 cm

Sposób konserwacji:

Prać ręcznie w temperaturze do 40 °C. Nie stosować wybielaczy, nie chlorować, nie prasować, nie prać chem.

Przeciwwskazania:

Pasa nie należy stosować w przypadku otwartych ran, otarć naskórka, egzem skórnych, żylakowatości, kiedy zastosowano maści lub żele rozgrzewające.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: L , M , S , XL , XXL