

Dane aktualne na dzień: 10-06-2026 09:42

Link do produktu: <https://akmed.pl/pas-ledzwiowy-neoprenowy-poporodowy-p-05-p-7748.html>



## Pas lędźwiowy neoprenowy - porodowy P-05

Numer katalogowy **9976**

Producent **Neox**

### Opis produktu

- wykonany jest z najwyższej jakości neoprenu
- wysokość pasa - 25 cm
- dzięki zatrzymywaniu ciepła hamuje powstawanie nowej tkanki tłuszczowej jednocześnie redukując dotychczasową
- najlepsze efekty wyszczuplające uzyskuje się zakładając pas podczas ćwiczeń fizycznych bezpośrednio na ciało i/lub nosząc go przez większość dnia
- lekko stabilizuje odcinek lędźwiowy kręgosłupa oraz chroni narządy wewnętrzne

#### Dostępne rozmiary (obwód pasa):

**S 60-70 M 70-80 L 80-90 XL 90-100 XXL 100 - 120 XXXL120 - 135**

#### Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Rozmiar:** L , M , S , XL , XXL , XXXL