

Link do produktu: <https://akmed.pl/pas-ledzwiowy-neoprenowy-poporodowy-p-06-p-7749.html>



## Pas lędźwiowy neoprenowy - poporodowy P-06

Numer katalogowy **9977**

Producent **Neox**

### Opis produktu

- wykonany z przewiewnej bawełnianej gumy ortopedycznej
- wysokość pasa - 30 cm
- pozwala na swobodne oddychanie skóry
- podtrzymuje skórę i organy wewnętrzne po zabiegach operacyjnych a także bezpośrednio po urazach nie wymagających interwencji chirurgicznej
- skutecznie redukuje zmęczenie i ból. Po porodach operacyjnych umożliwia swobodne poruszanie się i zmniejsza ryzyko wystąpienia przepukliny pooperacyjnej
- zalecany bezpośrednio po okresie ciążowym
- dostępny również z zapięciem rzepowym

#### **Dostępne rozmiary (obwód pasa):**

**S 60-70 M 70-80 L 80-90 XL 90-100 XXL 100 - 120 XXXL 120 - 135**

#### Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Rozmiar:** L , M , S , XL , XXL , XXXL