

Dane aktualne na dzień: 11-04-2026 14:50

Link do produktu: <https://akmed.pl/pas-ledzwiowy-neoprenowy-wygrzewajacy-p-04-p-7747.html>



Pas łądzwiowy neoprenowy - wygrzewajacy P-04

Numer katalogowy **9975**

Producent **Neox**

Opis produktu

- wykonany jest z najwyższej jakości neoprenu
- wysokość pasa - 25 cm
- dzięki zatrzymywaniu ciepła hamuje powstawanie nowej tkanki tłuszczowej jednocześnie redukując dotychczasową
- najlepsze efekty wyszczuplające uzyskuje się zakładając pas podczas ćwiczeń fizycznych bezpośrednio na ciało i/lub nosząc go przez większość dnia
- lekko stabilizuje odcinek łądzwiowy kręgosłupa oraz chroni narządy wewnętrzne

Dostępne rozmiary (obwód pasa):

S 60-70 M 70-80 L 80-90 XL 90-100 XXL 100 - 120 XXXL120 - 135

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: L , M , S , XL , XXL , XXXL