

Link do produktu: <https://akmed.pl/pas-ledzwiowy-ze-wzmocnieniami-2264-p-7587.html>



Pas lędźwiowy ze wzmocnieniami - 2264

Numer katalogowy **2264**

Producent **Oppo**

Opis produktu

2264 Pas lędźwiowy ze wzmocnieniami.

Używany do wzmocnienia odcinka lędźwiowego kręgosłupa oraz mięśni w dolnej części pleców. Wytworzony jest z lekkiego, elastycznego, "oddychającego" materiału z wbudowanymi wzmocnieniami oraz dociągaczami na rzepy. W celu dodatkowego usztywnienia pleców posiada metalowe wzmocnienia. Pomaga utrzymać naturalną ciepłotę ciała oraz poprawia krążenie krwi co skutkuje zmniejszaniem się bólu, obrzęków oraz zdętwień, a ponadto umożliwia szybsze leczenie urazów. Zapięcie na rzepy umożliwia regulację w szerokim zakresie. Dodatkowe dociągacze umożliwiają dopasowanie odpowiedniej siły ucisku, a także zwiększają stabilność.

Numer katalogowy: 2264.

Rozmiar (obwód wokół pasa):

S 58,4 cm - 71,1 cm

M 71,8 cm - 83,8 cm

L 84,5 cm - 96,5 cm

XL 97,2 cm - 109,2 cm

XXL 109,9 cm - 121,9 cm

XXXL 122,6 cm - 134,6 cm.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: L , M , S , XL , XXL , XXXL