

---

Dane aktualne na dzień: 11-04-2026 16:26

Link do produktu: <https://akmed.pl/pas-pachowo-piersiowy-do-pionizatora-sito-p-5756.html>

## Pas pachowo-piersiowy do pionizatora SITO



Numer katalogowy	<b>8013122</b>
------------------	----------------

Producent	<b>Meyra</b>
-----------	--------------

### Opis produktu

- możliwość indywidualnego dopasowania pasa do pacjenta,
- bardzo łatwy montaż na ramieniu pionizatora,
- zapewnia bezpieczeństwo również podczas transportu pionizowanego pacjenta.