

Link do produktu: <https://akmed.pl/pas-przepuklinowy-pachwinowy-p-2170.html>



Pas przepuklinowy pachwinowy

Numer katalogowy **B-110/D-111/I-112**

Producent **Orliman**

Opis produktu

Elastyczny pas przepuklinowy, z anatomiczną pelotą, posiada dodatkową stabilizującą taśmę kroczoową, która jest zapinana w okolicy stawu biodrowego.

Zastosowanie:

redukcja przepuklin pachwinowych jednostronnych (prawa lub lewa strona) lub obustronnych (prawa i lewa strona).

Działanie:

ucisk i redukcja przepuklin pachwinowych, bardzo dobre zabezpieczenie przepukliny, pas jest przyjemny w kontakcie z ciałem.

Pakowanie:

D-prawy, I-lewy, B-obustronny.

Dostępne (inne) modele: B-110 obustronny, D-111 prawostronny, I-112 lewostronny.

Kolor:beż.

Tabela - rozmiary:

ROZMIAR	7	8	9	10	11	12
Obwód pasa/bioder (cm)	70-78	78-86	86-94	94-102	102-110	110-120

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: 10 , 11 , 12 , 7 , 8 , 9

TYP: lewy , obustronny , prawy