

Link do produktu: <https://akmed.pl/pas-przepuklinowy-pachwinowy-obustronny-2249-p-7597.html>



Pas przepuklinowy pachwinowy obustronny - 2249

Numer katalogowy **2249**

Producent **Oppo**

Opis produktu

2249 Pas przepuklinowy pachwinowy obustronny.

Pas przepuklinowy posiada 2 odłączane peloty o dużym profilu. zapięcia na rzepy zapewniają łatwą aplikację oraz regulację pasa. Zalecany w przypadku przepukliny pachwinowej.

Numer katalogowy: 2249.

Rozmiar (obwód wokół bioder):

S 70,5 cm - 80,6 cm

M 81,3 cm - 92,1 cm

L 92,7 cm - 103,5 cm

XL 104,1 cm - 114,9 cm.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: L , M , S , XL