

Link do produktu: <https://akmed.pl/pas-przepuklinowy-pachwinowy-prawo-lewo-lub-obustronny-p-1762.html>



Pas przepuklinowy pachwinowy, prawo, lewo lub obustronny

Numer katalogowy **SP-228**

Producent **Special**

Opis produktu

Wykonany z innowacyjnego materiału w opatentowanej technologii Elastic.

- Doskonale podtrzymuje niewielkie przepukliny pachwinowe u pacjentów, których nie można operować
- Stanowi zabezpieczenie pachwin po operacjach rozległych przepuklin pachwinowych
- Szczególnie polecany w przypadku przepuklin pachwinowych obustronnych zarówno u kobiet jak i u mężczyzn.

Dzięki zastosowaniu uniklanych mocowanych na rzep pelot pachwinowych, **pas jest uniwersalny (prawo, lewo lub obustronny)**. Dzięki zastosowaniu zapięcia taśmą **VELCRO** użytkownik bez trudu sam dokona prawidłowego mocowania. W części przedniej zastosowano miękką, elastyczny „panel” z miękkimi wyprofilowanymi pelotami pachwinowymi, które idealnie dopasowują się do kształtów ciała. System zapinania oraz użyte materiały gwarantują pełen komfort użytkowania.

Rozmiary:

(mierzyć: obwód wokół bioder)

S: 76,2-88,9 cm,

M: 88,9-104,1 cm,

L: 104,1-116,8 cm,

XL: 116,8-129,5 cm

Sposób konserwacji:

Myć ręcznie w temperaturze do 40 °C. Nie stosować wybielaczy, nie chlorować, nie prasować, nie prać chemicznie.

Przeciwwskazania:

Pasa nie należy stosować w przypadku otwartych ran, otarć naskórka, egzem skórnych, żylakowości, cukrzycy, słabego krążenia, kiedy zastosowano maści lub żele rozgrzewające.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: L , M , S , XL