

Dane aktualne na dzień: 09-04-2026 13:20

Link do produktu: <https://akmed.pl/pas-stomijny-p-3534.html>

## Pas stomijny



Numer katalogowy

**1509**

Producent

**Thuasne**

### Opis produktu

Pas stomijny Access poprawia poczucie pewności i bezpieczeństwa u pacjentów z wyłonioną stomią. Służy do podtrzymania, stabilizacji oraz ukrycia worka stomijnego, a także podtrzymania

I wzmocnienia powłok brzusznych. Zapinany na rzep, wygodny w zakładaniu i dopasowaniu. W celu ukrycia stomii otwór w pasie zabezpieczony jest delikatną siateczką zapinaną na rzep.

Materiał skład: 61% poliester, 18% poliamid, 21% latex

#### Wskazania / przeciwwskazania

- Po wyłonieniu stomii
- Zapobiega powstawaniu przepukliny w okolicy przetoki jelita

Nie umieszczać produktu bezpośrednio na uszkodzonej skórze

**Kolor:** Biały

**Rozmiar:**

S	80- 90 cm
M	91 - 100 cm
L	101 - 110 cm
XL	111 - 120 cm

Produkt posiada dodatkowe opcje:

---

**Rozmiar:** L , M , S , XL