

Link do produktu: <https://akmed.pl/pasek-na-łokiec-medi-elbow-strap-p-7849.html>



Pasek na łokieć medi Elbow strap

Numer katalogowy **9759**

Producent **Medi**

Opis produktu

Pasek na łokieć

- Odciążenie dzięki indywidualnie regulowanemu uciskowi
- Duży komfort noszenia
- Materiał przyjazny dla skóry

Opaska na łokieć do zmniejszenia napięcia na ścięgna

medi Elbow strap jest stabilizatorem nadkłykcia kości ramiennej. Produkt należy stosować wyłącznie jako zaopatrzenie ortetyczne zaczepów mięśni i jedynie na nieuszkodzoną skórę.

Zalety produktu

- Pneumatyczna pelota uciskowa
- Indywidualne ustawienie ucisku
- Wykonana z przyjaznego dla skóry materiału bawełnianego z lycrą

Sposób działania

Orteza powoduje powstawanie nacisku na przyczepach ścięgien przedramienia, odciążając w ten sposób mięsień.

Instrukcja dotycząca zakładania

Odpiąć rzepy
Proszę założyć opaskę na przedramieniu około 3 cm poniżej łokcia.
Ponownie zapiąć rzepy.

Skład produktu: Lycra

Instrukcja prania

Przed praniem należy pamiętać o zapięciu mocowania na rzep. Resztki detergentu mogą powodować podrażnienia skóry oraz uszkadzać materiał.

Do prania produktu używać najlepiej środka medi clean. Zalecane pranie ręczne.

- Nie wybielać.
- Suszyć na powietrzu.
- Nie prasować.
- Nie czyścić chemicznie.

Wskazania

- Zapalenie nadkłykci
- Łokieć tenisisty / łokieć golfisty

Przeciwwskazania

- W chwili obecnej nie znane

Rozmiar

rozmiar
numer artykułu

uniwersalny
R.200.009

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor: czarny