

Dane aktualne na dzień: 29-04-2026 18:32

Link do produktu: <https://akmed.pl/peruka-classic-collection-bianca-long-p-5658.html>



Peruka Classic Collection - Bianca Long

Numer katalogowy **E45C-879FE**

Producent **Semida**

Opis produktu

Peruka półdługa wykonana z wysokiej jakości włosów syntetycznych. Włosy lekko pokręcone, bardzo dobrze układające się w elegancką fryzurę.

Model Bianca Long posiada regulację, którą możemy dopasować do wielkości głowy.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Paleta kolorów Semida: 24/18T , 26/23/25 , 305K , 32/33/29 , 36 , 4/6 , 56/58/36