
Dane aktualne na dzień: 29-04-2026 18:28

Link do produktu: <https://akmed.pl/peruka-classic-collection-coco-mono-ii-p-5663.html>



Peruka Classic Collection - Coco Mono II

Numer katalogowy **472B-16834**

Producent **Semida**

Opis produktu

Peruka wykonana z wysokiej jakości włosów syntetycznych. Górna część wykonana z mikroskóry , co umożliwia łatwiejsze modelowanie przedziałka na prawa i lewą stronę.

Model Coco Mono II posiada regulację, którą możemy dopasować do wielkości głowy.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Paleta kolorów Semida: 15/25/30+8 , 1b , L8