
Dane aktualne na dzień: 29-04-2026 18:27

Link do produktu: <https://akmed.pl/peruka-classic-collection-express-p-5664.html>



Peruka Classic Collection - Express

Numer katalogowy **6E32-590F3**

Producent **Semida**

Opis produktu

Peruka wykonana z dobrej jakości włosów syntetycznych. Na czubku posiada mikroskórę w kształcie łezki, dzięki czemu peruka wygląda naturalnie.

Model Express posiada regulację, którą możemy dopasować do wielkości głowy.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Paleta kolorów Semida: 119 , 14/88+8 , 15/25/30+8 , 305K