

---

Dane aktualne na dzień: 29-04-2026 18:39

Link do produktu: <https://akmed.pl/peruka-classic-collection-express-lace-p-5665.html>



## Peruka Classic Collection - Express Lace

Numer katalogowy **6392-654C3**

Producent **Semida**

### Opis produktu

Peruka wykonana z dobrej jakości włosów syntetycznych. Przód peruki zachodzący na czoło wykonany z mikroskóry pozwalający na odstonięcie czoła.

Model Express Lace posiada regulację, którą możemy dopasować do wielkości głowy.

### Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Paleta kolorów Semida:** 10/16/27+10 , 12/14/26+12 , 33/29/27+6 , 36/38 , 4/6 , 8/6/27 , L22+4