

---

Dane aktualne na dzień: 29-04-2026 18:32

Link do produktu: <https://akmed.pl/peruka-classic-collection-express-mono-p-5666.html>



## Peruka Classic Collection - Express Mono

Numer katalogowy **CACD-4202A**

Producent **Semida**

### Opis produktu

Peruka wykonana z wysokiej jakości włosów syntetycznych. Górna część wykonana z mikroskóry , co umożliwia łatwiejsze modelowanie przedziałka na prawa i lewą stronę.

Model Express Mono posiada regulację, którą możemy dopasować do wielkości głowy.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Paleta kolorów Semida:** 119 , 15/25/30+8 , 305K