
Dane aktualne na dzień: 29-04-2026 18:28

Link do produktu: <https://akmed.pl/peruka-classic-collection-extreme-roma-p-5667.html>



Peruka Classic Collection - Extreme Roma

Numer katalogowy **E601-875A6**

Producent **Semida**

Opis produktu

Peruka wykonana z dobrej jakości włosów syntetycznych. Na czubku posiada mikroskórę w kształcie łezki, dzięki czemu peruka wygląda naturalnie.

Model Extreme Roma posiada regulację, którą możemy dopasować do wielkości głowy.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Paleta kolorów Semida: 10/16/27+10 , 1b , 2/4 , 25/23/14+12 , 305K , 33/29/27+6 , 4/6 , 60/23 , 8/6/27 , Dark Beaujolais , L22+4 , L8