

---

Dane aktualne na dzień: 29-04-2026 18:28

Link do produktu: <https://akmed.pl/peruka-classic-collection-kitty-mono-p-5673.html>



## Peruka Classic Collection - Kitty Mono

Numer katalogowy **F2EA-295DA**

Producent **Semida**

### Opis produktu

Peruka wykonana z wysokiej jakości włosów syntetycznych. Górna część wykonana z mikroskóry, co umożliwia łatwiejsze modelowanie przedziałka na prawą i lewą stronę.

Model Kitty Mono posiada regulację, którą możemy dopasować do wielkości głowy.

### Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Paleta kolorów Semida:** 10/16/27+10 , 25/23/14+12 , 4/6 , 8/6/27 , L8