
Dane aktualne na dzień: 29-04-2026 18:27

Link do produktu: <https://akmed.pl/peruka-classic-collection-sally-ii-p-5676.html>



Peruka Classic Collection - Sally II

Numer katalogowy **59D6-217DC**

Producent **Semida**

Opis produktu

Peruka wykonana z dobrej jakości włosów syntetycznych. Na czubku posiada mikroskórę w kształcie łezki, dzięki czemu peruka wygląda naturalnie.

Model Sally II posiada regulację, którą możemy dopasować do wielkości głowy.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Paleta kolorów Semida: 1b , 30F/27+4 , L8 , LG130+8