

Dane aktualne na dzień: 29-04-2026 17:17

Link do produktu: <https://akmed.pl/peruka-monica-alternative-hair-p-7764.html>

Peruka MONICA "alternative hair"



Numer katalogowy **10712**

Producent **NAH**

Opis produktu

Kolekcja Alternative Hair to klasyczna elegancja wykonana z najwyższej jakości materiałów. Modele doskonale będą pasowały wszystkim kobietom w każdym wieku. Duży wybór fasonów i kolorów, które są zgodne z aktualnymi trendami fryzjerskimi, pozwala poczuć się każdej kobiecie naturalnie i pięknie. Kolekcja Alternative Hair powstała jako pierwsza i wciąż jest poszerzana o nowe, atrakcyjne modele.

kolor na zdjęciu 23A/25TT

LEGENDA dotycząca wykonania peruk:

- * **maszynowa**
- ** łożka
- *** mono
- **** przedziałek
- (• lace front

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Paleta kolorów alternative hair: 12/26T , 18/101 , 18/23BT , 18/24BT , 23A/25TT , 25/26 , 33BT , 4/4h , 6 , 6/14/22TT , 8/26T , mocca