
Dane aktualne na dzień: 29-04-2026 18:27

Link do produktu: <https://akmed.pl/peruka-semida-classic-joy-p-5649.html>



Peruka Semida - Classic Joy

Numer katalogowy	ED8A-966C7
------------------	-------------------

Producent	Semida
-----------	---------------

Opis produktu

Peruka wykonana z wysokiej jakości włosów syntetycznych. Klasyczny bob. Na czubku posiada mikroskórę w kształcie łezki, dzięki czemu peruka wygląda naturalnie.

Włos tej peruki jest cienki, prosty, delikatny dlatego też może być używana przez dziecko.

Model Classic Joy posiada regulację, którą możemy dopasować do wielkości głowy.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Paleta kolorów Semida: 10/16/27+10 , 1b , 20/25-14 , 23/1001 , 4/6 , L8 , LG130+8