

Link do produktu: <https://akmed.pl/pieluchomajtki-dla-osob-z-ciezka-inkontynencja-molicare-classic-super-rozmiar-l-p-5882.html>



## Pieluchomajtki dla osób z ciężką inkontynencją MoliCare® Classic Super rozmiar L

Numer katalogowy **1697546**

Producent **MoliCare**

### Opis produktu

#### **Pieluchomajtki z ultrachłonnym wkładem oraz warstwą Dry Plus**

Elastyczna, nieprzepuszczająca wilgoci folia zewnętrzna optymalnie dopasowuje pieluchomajtki do kształtu ciała. Wskaźnik wilgotności informuje o konieczności zmiany pieluchy. Wkład chłonny zapewnia optymalne zabezpieczenie a warstwa Dry Plus kieruje wilgoć do jego wnętrza chroniąc skórę przed zawilgoceniem. Superabsorbent zawierający cząsteczki CyDex neutralizuje nieprzyjemne zapachy. Miękkie zakładki wewnętrzne otaczające wkład chłonny zabezpieczają przed wyciekaniem wilgoci na boki. Anatomiczny kształt wkładu chłonnego oraz brzegi zawierające włókna z lycry zapewniają doskonałe dopasowanie i przyleganie do powierzchni ud. Układ przylepców równoważący różne siły naciągu na biodrach i pośladkach zwiększa stabilność mocowania pieluchomajtki, a wielokrotne ponowne zaklejenie przylepca ułatwia posługiwanie się pieluchomajtkami.

#### **Zastosowanie**

Zalecane przy najcięższym stopniu nietrzymania moczu i stolca, pielęgnacji chorych wymagających opieki oraz pielęgnacji pacjentów nadpobudliwych. Pieluchomajtki MoliCare Classic super charakteryzuje się wyjątkowo dużą chłonnością i zdolnością trzymania wilgoci. Polecany jest jako pewne zabezpieczenie nocne pacjenta.

**Obwód bioder/brzucha** 100-150 cm

**Opakowanie:** 30 szt.