

Link do produktu: <https://akmed.pl/pieluchomajtki-dla-osob-z-ciezka-inkontynencja-molicare-comfort-maxi-rozmiar-l-p-5874.html>



Pieluchomajtki dla osób z ciężką inkontynencją MoliCare® Comfort maxi rozmiar L

Numer katalogowy **1693530**

Producent **MoliCare**

Opis produktu

MoliCare Comfort to pieluchomajtki z ultrachłonnym wkładem oraz warstwą Dry Plus.

Elastyczna nieprzepuszczająca wilgoci folia zewnętrzna optymalnie dopasowuje pieluchomajtki do kształtu ciała. Wkład chłonny zapewnia optymalne zabezpieczenie, a warstwa Dry Plus kieruje wilgoć do jego wnętrza chroniąc skórę przed kontaktem z wilgocią. Superabsorbent zawierający cząsteczki CyDex neutralizuje nieprzyjemne zapachy. Miękkie zakładki wewnętrzne otaczające wkład chłonny zabezpieczają przed wyciekaniem wilgoci na boki. Anatomiczny kształt wkładu chłonnego oraz brzegi zawierające włókna z lycry zapewniają doskonałe dopasowanie i przyleganie do powierzchni ud. Układ przylepców równoważący różne siły naciągu na biodrach i pośladkach zwiększają stabilność mocowania pieluchomajtki, a wielokrotne ponowne zaklejenie przylepca ułatwia posługiwanie się pieluchomajtkami.

Zastosowanie

MoliCare Comfort zaleca się przy ciężkim stopniu nietrzymania moczu lub stolca, pielęgnacji chorych wymagających wzmożonej opieki oraz pielęgnacji pacjentów nadpobudliwych. MoliCare Comfort maxi i super charakteryzują się wyjątkowo dużą chłonnością i zdolnością trzymania wilgoci. Polecane są do pewnego zabezpieczenia na noc.

Obwód bioder/brzucha 120-150 cm

Opakowanie: 30 szt.