

Link do produktu: <https://akmed.pl/pieluchomajtki-dla-osob-z-ciezka-inkontynencja-molicare-comfort-super-rozmiar-s-p-5871.html>



## Pieluchomajtki dla osób z ciężką inkontynencją MoliCare® Comfort super rozmiar S

Numer katalogowy **1691830**

Producent **MoliCare**

### Opis produktu

#### **MoliCare Comfort to pieluchomajtki z ultrachłonnym wkładem oraz warstwą Dry Plus.**

Elastyczna nieprzepuszczająca wilgoci folia zewnętrzna optymalnie dopasowuje pieluchomajtki do kształtu ciała. Wkład chłonny zapewnia optymalne zabezpieczenie, a warstwa Dry Plus kieruje wilgoć do jego wnętrza chroniąc skórę przed kontaktem z wilgocią. Superabsorbent zawierający cząsteczki CyDex neutralizuje nieprzyjemne zapachy. Miękkie zakładki wewnętrzne otaczające wkład chłonny zabezpieczają przed wyciekaniem wilgoci na boki. Anatomiczny kształt wkładu chłonnego oraz brzegi zawierające włókna z lycry zapewniają doskonałe dopasowanie i przyleganie do powierzchni ud. Układ przylepców równoważący różne siły naciągu na biodrach i pośladkach zwiększają stabilność mocowania pieluchomajtki, a wielokrotne ponowne zaklejenie przylepca ułatwia posługiwanie się pieluchomajtkami.

#### **Zastosowanie**

MoliCare Comfort zaleca się przy ciężkim stopniu nietrzymania moczu lub stolca, pielęgnacji chorych wymagających wzmożonej opieki oraz pielęgnacji pacjentów nadpobudliwych. MoliCare Comfort maxi i super charakteryzują się wyjątkowo dużą chłonnością i zdolnością trzymania wilgoci. Polecane są do pewnego zabezpieczenia na noc.

**Obwód bioder/brzucha** 60-90 cm

**Opakowanie:** 30 szt.