

Link do produktu: <https://akmed.pl/pieluchomajtki-dla-osob-z-ciezka-inkontynencja-molicare-premium-soft-super-rozmiar-xl-p-5880.html>



## Pieluchomajtki dla osób z ciężką inkontynencją MoliCare® Premium Soft super rozmiar XL

Numer katalogowy	<b>1699501</b>
Producent	<b>MoliCare</b>

### Opis produktu

#### **Pieluchomajtki pokryte miękką oddychającą włókniną.**

Miękki jak tkanina laminat jest materiałem, który przypomina normalną bieliznę, dzięki niemu pieluchomajtki są miękkie, przyjazne dla skóry, nie szeleszczące. Pieluchomajtki posiadają unikalną zdolność cyrkulacji powietrza dzięki miękkiej włókninie znajdującej się w partii bioder. Wkład chłonny z warstwą Dry Plus zapewnia optymalne zabezpieczenie kierując wilgoć do wnętrza wkładu chłonnego. Superabsorbent zawierający cząsteczki CyDex neutralizuje nieprzyjemne zapachy. Zakładki wewnętrzne (płatki) otaczają wkład chłonny zabezpieczając przed wyciekaniem na boki. Płatki te w tylnej części pieluchomajtki tworzą kieszenie, które doskonale się sprawdzają u pacjentów nietrzymających kału. Anatomiczny wkład chłonny oraz brzegi z włóknami z lycry zapewniają doskonałe dopasowanie i przyleganie do powierzchni ud. Zapięcia na rzepy doskonale przyczepiają się do włókniny lub laminatu. Połączenie zapięć na rzepy z samoprzylepnymi gwarantuje łatwość obsługi i pewność zapięcia. Przylepiec może być wielokrotnie zaklejany w różnych miejscach.

#### **Zastosowanie**

MoliCare Premium Soft super są zalecane przy najwyższym stopniu nietrzymania moczu i stolca, u pacjentów nadpobudliwych lub wymagających stałej opieki. Ze względu na wysoką chłonność MoliCare Premium Soft super polecane są szczególnie jako pewne i skuteczne zabezpieczenie nocne.

**Obwód bioder/brzucha** 150-175 cm

**Opakowanie:** 14 szt.