

Link do produktu: <https://akmed.pl/pieluchomajtki-dla-osob-z-lekka-i-umiarkowana-inkontynencja-molicare-classic-extra-rozmiar-m-p-5861.html>



## Pieluchomajtki dla osób z lekką i umiarkowaną inkontynencją MoliCare® Classic extra rozmiar M

Numer katalogowy **1695446**

Producent **MoliCare**

### Opis produktu

#### **Pieluchomajtki z ultrachłonnym wkładem oraz warstwą Dry Plus**

Elastyczna, nieprzepuszczająca wilgoci folia zewnętrzna optymalnie dopasowuje pieluchomajtki do kształtu ciała. Wkład chłonny zapewnia optymalne zabezpieczenie a warstwa Dry Plus kieruje wilgoć do jego wnętrza chroniąc skórę przed zawilgoceniem. Superabsorbent zawierający cząsteczki CyDex neutralizuje nieprzyjemne zapachy. Miękkie zakładki wewnętrzne otaczające wkład chłonny zabezpieczają przed wyciekaniem wilgoci na boki. Anatomiczny kształt wkładu chłonnego oraz brzegi zawierające włókna z lycry zapewniają doskonałe dopasowanie i przyleganie do powierzchni ud. Układ przylepców równoważący różne siły naciągu na biodrach i pośladkach zwiększa stabilność mocowania pieluchomajtki, a wielokrotne ponowne zaklejenie przylepca ułatwia posługiwanie się pieluchomajtkami.

#### **Zastosowanie**

Zalecane przy średnim i ciężkim stopniu nietrzymania moczu i stolca, pielęgnacji chorych wymagających opieki oraz pielęgnacji pacjentów nadpobudliwych. Pieluchomajtki MoliCare Classic zapewniają osobom aktywnym z nietrzymaniem moczu o łagodnym przebiegu pewność i bezpieczeństwo.

**Obwód bioder/brzucha** 70-120 cm

**Opakowanie:** 30 szt.