

Link do produktu: <https://akmed.pl/pieluchomajtki-dla-osob-z-lekka-i-umiarkowana-inkontynencja-molicare-comfort-extra-rozmiar-m-p-5854.html>



## Pieluchomajtki dla osób z lekką i umiarkowaną inkontynencją MoliCare® Comfort extra rozmiar M

Numer katalogowy **1692230**

Producent **MoliCare**

### Opis produktu

#### **MoliCare Comfort to pieluchomajtki z ultrachłonnym wkładem oraz warstwą Dry Plus.**

Elastyczna nieprzepuszczająca wilgoci folia zewnętrzna optymalnie dopasowuje pieluchomajtki do kształtu ciała. Wkład chłonny zapewnia optymalne zabezpieczenie, a warstwa Dry Plus kieruje wilgoć do jego wnętrza chroniąc skórę przed kontaktem z wilgocią. Superabsorbent zawierający cząsteczki CyDex neutralizuje nieprzyjemne zapachy. Miękkie zakładki wewnętrzne otaczające wkład chłonny zabezpieczają przed wyciekaniem wilgoci na boki. Anatomiczny kształt wkładu chłonnego oraz brzegi zawierające włókna z lycry zapewniają doskonałe dopasowanie i przyleganie do powierzchni ud. Układ przylepców równoważący różne siły naciągu na biodrach i pośladkach zwiększą stabilność mocowania pieluchomajtki, a wielokrotne ponowne zaklejenie przylepca ułatwia posługiwanie się pieluchomajtkami.

#### **Zastosowanie**

Zalecane przy średnim stopniu nietrzymania moczu i stolca, pielęgnacji chorych wymagających opieki oraz pielęgnacji pacjentów nadpobudliwych. Pieluchomajtki MoliCare Comfort extra zapewniają pewność i bezpieczeństwo osobom aktywnym dotkniętym nietrzymaniem moczu o łagodnym przebiegu.

**Obwód bioder/brzucha** 90-120 cm

**Opakowanie:** 30 szt. (zielone opakowanie foliowe)