

Link do produktu: <https://akmed.pl/pieluchomajtki-dla-osob-z-lekka-i-umiarkowana-inkontynencja-molicare-comfort-plus-rozmiar-m-p-5849.html>



Pieluchomajtki dla osób z lekką i umiarkowaną inkontynencją MoliCare® Comfort plus rozmiar M

Numer katalogowy **1692030**

Producent **MoliCare**

Opis produktu

MoliCare Comfort to pieluchomajtki z ultrachłonnym wkładem oraz warstwą Dry Plus.

Elastyczna nieprzepuszczająca wilgoci folia zewnętrzna optymalnie dopasowuje pieluchomajtki do kształtu ciała. Wkład chłonny zapewnia optymalne zabezpieczenie, a warstwa Dry Plus kieruje wilgoć do jego wnętrza chroniąc skórę przed kontaktem z wilgocią. Superabsorbent zawierający cząsteczki CyDex neutralizuje nieprzyjemne zapachy. Miękkie zakładki wewnętrzne otaczające wkład chłonny zabezpieczają przed wyciekaniem wilgoci na boki. Anatomiczny kształt wkładu chłonnego oraz brzegi zawierające włókna z lycry zapewniają doskonałe dopasowanie i przyleganie do powierzchni ud. Układ przylepców równoważący różne siły naciągu na biodrach i pośladkach zwiększą stabilność mocowania pieluchomajtki, a wielokrotne ponowne zaklejenie przylepca ułatwia posługiwanie się pieluchomajtkami.

Zastosowanie

Zalecane przy średnim stopniu nietrzymania moczu i stolca, pielęgnacji chorych wymagających opieki oraz pielęgnacji pacjentów nadpobudliwych. Pieluchomajtki MoliCare Comfort plus zapewniają pewność i bezpieczeństwo osobom aktywnym dotkniętym nietrzymaniem moczu o łagodnym przebiegu.

Obwód bioder/brzucha 90-120 cm

Opakowanie: 30 szt.