

Link do produktu: <https://akmed.pl/pieluchomajtki-dla-osob-z-lekka-i-umiarkowana-inkontynencja-molicare-premium-soft-extra-rozmiar-xl-p-5858.html>



Pieluchomajtki dla osób z lekką i umiarkowaną inkontynencją MoliCare® Premium Soft extra rozmiar XL

Numer katalogowy **1699481**

Producent **MoliCare**

Opis produktu

Pieluchomajtki pokryte miękką, oddychającą włókniną.

Miękki jak tkanina laminat jest materiałem, który przypomina normalną bieliznę, dzięki niemu pieluchomajtki są miękkie, przyjazne dla skóry, nie szeszczące. Pieluchomajtki posiadają unikalną zdolność cyrkulacji powietrza dzięki miękkiej włókninie znajdującej się w partii bioder. Wkład chłonny z warstwą Dry Plus zapewnia optymalne zabezpieczenie kierując wilgoć do wnętrza wkładu chłonnego. Superabsorbent zawierający cząsteczki CyDex neutralizuje nieprzyjemne zapachy. Zakładki wewnętrzne (płotki) otaczają wkład chłonny zabezpieczając przed wyciekaniem na boki. Płotki te w tylnej części pieluchomajtki tworzą kieszenie, które doskonale się sprawdzają u pacjentów nietrzymających kału. Anatomiczny wkład chłonny oraz brzegi z włóknami z lycry zapewniają doskonałe dopasowanie i przyleganie do powierzchni ud. Zapięcia na rzepy doskonale przyczepiają się do włókniny lub laminatu. Połączenie zapięć na rzepy z samoprzylepnymi gwarantuje łatwość obsługi i pewność zapięcia. Przylepiec może być wielokrotnie zaklejany w różnych miejscach.

Zastosowanie

MoliCare® Premium Soft plus są zalecane przy ciężkim nietrzymaniu moczu i stolca, u pacjentów nadpobudliwych, wymagających stałej opieki. Produkt jest nieodzowny w pielęgnacji pacjentów z problemami skóry.

Obwód bioder/brzucha 150-175 cm

Opakowanie: 14 szt.