

Link do produktu: <https://akmed.pl/pieluchomajtki-dla-osob-z-najciezsza-inkontynencja-molicare-premium-soft-super-plus-rozmiar-l-op-10-szt-p-5893.html>



Pieluchomajtki dla osób z najcięższą inkontynencją MoliCare® Premium soft super plus rozmiar L (op. 10 szt)

Numer katalogowy **1693460**

Producent **MoliCare**

Opis produktu

Pieluchomajtki z bardzo wysoką/ ekstremalną chłonnością.

Pieluchomajtki z antybakteryjną i przyjazną dla skóry pH 5,5 warstwą zewnętrzną Dry Plus wkładu chłonnego, superabsorbentem zawierającym neutralizator zapachu oraz wskaźnikiem wilgotności, który informuje o konieczności zmiany pieluchomajtek. Produkt posiada trójwarstwowy wkład chłonny, który szybko rozprowadza wilgoć, a wysoka zawartość superabsorbentu utrzymuje ją wewnątrz. MoliCare® Premium soft super plus posiada hydrofobowe zakładki wewnętrzne, które otaczają wkład chłonny oraz zapewniają ochronę przed przeciekaniem. Szerszy wykrój wokół ud dostosowany do kształtów ciała, anatomiczny wkład chłonny i brzegi z włóknami elastycznymi zapewniają doskonałe dopasowanie oraz przyleganie do powierzchni ud. W celu zapewnienia wysokiego komfortu noszenia oraz miękkości, pieluchomajtki posiadają tekstylną warstwę zewnętrzną oraz włókninę Air Active przepuszczającą powietrze w strefie bioder, pozwalającą skórze oddychać. Zapięcia na rzepy doskonale przyczepiają się do włókniny i materiału, gwarantują łatwość obsługi oraz pewność zapięcia. Mogą być wielokrotnie zapinane w różnych miejscach. MoliCare® Premium soft super plus przeszły testy hipoałergiczne, nie uczulają i nie wywołują podrażnień.

Zastosowanie

MoliCare® Premium soft super plus zalecane są dla osób z najwyższym/ ekstremalnym stopniem nietrzymania moczu i/lub kału, obłożnie chorym i/lub mobilnym mieszkańcom instytucji lub domów opieki. Szczególnie polecane osobom niepełnosprawnym oraz do całonocnego użytku.

Obwód bioder/brzucha 120-150 cm

Opakowanie: 10 szt.