

Link do produktu: <https://akmed.pl/pieluchomajtki-dla-osob-z-najciezsza-inkontynencja-molicare-premium-soft-super-plus-rozmiar-m-op-10-szt-p-5891.html>



## Pieluchomajtki dla osób z najcięższą inkontynencją MoliCare® Premium soft super plus rozmiar M (op. 10 szt)

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Numer katalogowy | <b>1692460</b>  |
| Producent        | <b>MoliCare</b> |

### Opis produktu

#### **Pieluchomajtki z bardzo wysoką/ ekstremalną chłonnością.**

Pieluchomajtki z antybakteryjną i przyjazną dla skóry pH 5,5 warstwą zewnętrzną Dry Plus wkładu chłonnego, superabsorbentem zawierającym neutralizator zapachu oraz wskaźnikiem wilgotności, który informuje o konieczności zmiany pieluchomajtek. Produkt posiada trójwarstwowy wkład chłonny, który szybko rozprowadza wilgoć, a wysoka zawartość superabsorbentu utrzymuje ją wewnątrz. MoliCare® Premium soft super plus posiada hydrofobowe zakładki wewnętrzne, które otaczają wkład chłonny oraz zapewniają ochronę przed przeciekaniem. Szerszy wykrój wokół ud dostosowany do kształtów ciała, anatomiczny wkład chłonny i brzegi z włóknami elastycznymi zapewniają doskonałe dopasowanie oraz przyleganie do powierzchni ud. W celu zapewnienia wysokiego komfortu noszenia oraz miękkości, pieluchomajtki posiadają tekstylną warstwę zewnętrzną oraz włókninę Air Active przepuszczającą powietrze w strefie bioder, pozwalającą skórze oddychać. Zapięcia na rzepy doskonale przyczepiają się do włókniny i materiału, gwarantują łatwość obsługi oraz pewność zapięcia. Mogą być wielokrotnie zapinane w różnych miejscach. MoliCare® Premium soft super plus przeszły testy hipoaergiczne, nie uczulają i nie wywołują podrażnień.

#### **Zastosowanie**

MoliCare® Premium soft super plus zalecane są dla osób z najwyższym/ ekstremalnym stopniem nietrzymania moczu i/lub kału, obłożnie chorym i/lub mobilnym mieszkańcom instytucji lub domów opieki. Szczególnie polecane osobom niepełnosprawnym oraz do całonocnego użytku.

**Obwód bioder/brzucha 90-120 cm**

**Opakowanie: 10 szt.**