

Dane aktualne na dzień: 24-05-2026 20:41

Link do produktu: <https://akmed.pl/pieluchomajtki-seni-optima-plus-p-2817.html>



## Pieluchomajtki Seni Optima Plus

Numer katalogowy **Seni Optima Plus**

Producent **Seni**

### Opis produktu

Oddychające pieluchomajtki Seni Optima Plus o zwiększonej chłonności stworzone zostały z myślą o osobach z ciężkim nietrzymaniem moczu, ceniących sobie komfort i bezpieczeństwo. Seni Optima Plus mocowane są za pomocą regulowanego pasa biodrowego. Taka budowa pieluchy umożliwia swobodne poruszanie się i pozwala na łatwe samodzielne zakładanie produktu. Bezpieczeństwo zapewnia podwójny wkład chłonny, który dzięki superabsorbentowi chłonie mocz i neutralizuje nieprzyjemny zapach. Seni Optima Plus mają wewnętrzne osłonki boczne, które zapobiegają wyciekom. Osłonki wykonane są z delikatnej włókniny i elastycznej przędzy bez elementów lateksowych. Specjalny indykator wilgotności umieszczony wzdłuż pieluchy ułatwia sprawdzenie, czy wyrób został zużyty. Przed założeniem pieluchomajtek z regulowanym pasem biodrowym należy pamiętać o ich aktywacji.

Produkty dostępne w 3 rozmiarach: medium (2), large (3), extra large (4).

Dostępne w opakowaniach: 10 szt.