

Dane aktualne na dzień: 09-04-2026 18:12

Link do produktu: <https://akmed.pl/pieluchomajtki-seni-optima-trio-p-2818.html>

Pieluchomajtki Seni Optima Trio



Numer katalogowy **Seni Optima Trio**

Producent **Seni**

Opis produktu

Oddychające pieluchomajtki Seni Optima Trio o znacznie podwyższonej chłonności stworzone zostały z myślą o osobach z bardzo ciężkim nietrzymaniem moczu, ceniących sobie komfort i bezpieczeństwo. Seni Optima Trio mocowane są za pomocą regulowanego pasa biodrowego. Taka budowa pieluchy umożliwia swobodne poruszanie się i pozwala na łatwe samodzielne zakładanie produktu. Bezpieczeństwo zapewnia podwójny wkład chłonny, który dzięki superabsorbentowi chłonie moc i neutralizuje nieprzyjemny zapach. Seni Optima mają wewnętrzne osłonki boczne, które zapobiegają wyciekom. Osłonki wykonane są z delikatnej włókniny i elastycznej przędzy bez elementów lateksowych. Specjalny indykator wilgotności umieszczony wzdłuż pieluchy ułatwia sprawdzenie, czy wyrób został zużyty. Przed założeniem pieluchomajtek z regulowanym pasem biodrowym należy pamiętać o ich aktywacji.

Produkty dostępne w 3 rozmiarach: medium (2), large (3), extra large (4).

Dostępne w opakowaniach: 1 szt., 10 szt., 30 szt.