



## Pieluchomajtki Super Seni

Numer katalogowy	<b>Super Seni</b>
Producent	<b>Seni</b>

### Opis produktu

Super Seni to pieluchomajtki przeznaczone do ciężkiej i bardzo ciężkiej inkontynencji szczególnie dla tych o ograniczonej mobilności.

#### **Pieluchomajtki mają wyjątkowe właściwości:**

- Fit&Dry – anatomiczny wkład chłonny, skupiony w części centralnej, gdzie najbardziej liczy się suchość
- Flexi 360° – wygoda i dopasowanie do ciała
- elastyczny ściągacz taliowy w przedniej i tylnej części pieluchomajtek
- dwie pary elastycznych przylepcorzepów z możliwością wielokrotnego odklejania i przyklejania bez ryzyka rozerwania warstwy zewnętrznej pieluchy
- podwójny wkład chłonny gwarantujący wysoką chłonność i zabezpieczenie przed przeciekaniem.
- wewnętrzne hydrofobowe osłonki boczne, zapobiegające wyciekom zapewniają większe bezpieczeństwo i pewność przy używaniu wyrobu chłonnego
- podwójny indykator wilgotności to precyzyjna informacja o stopniu napełniania pieluchy i konieczności jej zmiany

Warstwę zewnętrzną Super Seni stanowi specjalny laminat oddychający. Zapewnia on swobodny dostęp powietrza do skóry oraz reguluje temperaturę wewnątrz pieluchy, dzięki czemu zmniejsza się ryzyko powstania odparzeń i odleżyn.

Przed założeniem pieluchomajtek należy pamiętać o ich aktywacji.

Dostępne w 5 rozmiarach: extra small (0), small (1), medium (2), large (3), extra large (4).

Dostępne w opakowaniach: 10 / 30 szt.

Więcej na: [www.seni.pl/produkty\\_http://seni.pl/pl\\_PLseni](http://www.seni.pl/produkty_http://seni.pl/pl_PLseni)