

Link do produktu: <https://akmed.pl/pieluchomajtki-super-seni-quatro-p-2822.html>

## Pieluchomajtki Super Seni Quatro



Numer katalogowy

**Super Seni Quatro**

Producent

**Seni**

### Opis produktu

Super Seni Quatro to pieluchomajtki o najwyższym poziomie chłonności przeznaczone do ciężkiej i bardzo ciężkiej inkontynencji szczególnie dla tych o ograniczonej mobilności.

#### **Pieluchomajtki mają wyjątkowe właściwości:**

- Fit&Dry – anatomiczny wkład chłonny, skupiony w części centralnej, gdzie najbardziej liczy się suchość
- Flexi 360° – wygoda i dopasowanie do ciała
- elastyczny ściągacz taliowy w przedniej i tylnej części pieluchomajtek
- dwie pary elastycznych przylepcorzepów z możliwością wielokrotnego odklejania i przyklejania bez ryzyka rozerwania warstwy zewnętrznej pieluchy
- podwójny wkład chłonny gwarantujący wysoką chłonność i zabezpieczenie przed przeciekaniem.
- wewnętrzne hydrofobowe osłonki boczne, zapobiegające wyciekom zapewniają większe bezpieczeństwo i pewność przy używaniu wyrobu chłonnego
- podwójny indykator wilgotności to precyzyjna informacja o stopniu napełniania pieluchy i konieczności jej zmiany

Warstwę zewnętrzną Super Seni Quatro stanowi specjalny laminat oddychający.

Zapewnia on swobodny dostęp powietrza do skóry oraz reguluje temperaturę wewnątrz pieluchy, dzięki czemu zmniejsza się ryzyko powstania odparzeń i odleżyn.

Przed założeniem pieluchomajtek należy pamiętać o ich aktywacji

Produkty dostępne w 4 rozmiarach: small (1), medium (2), large (3), extra large (4).

Dostępne w opakowaniach: 10 szt.

### Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Rozmiar:** 0 , 1 , 2 , 3 , 4