

Link do produktu: <https://akmed.pl/pieluchy-anatomiczne-do-lekkiego-lub-umiarkowanego-nietrzymania-moczu-molicare-premium-form-normal-plus-p-5840.html>



## Pieluchy anatomiczne do lekkiego lub umiarkowanego nietrzymania moczu MoliCare Premium Form normal plus

Numer katalogowy **1680192**

Producent **MoliCare**

### Opis produktu

Nowoczesne pieluchy anatomiczne o uniwersalnym działaniu z trójwarstwowym, anatomicznie ukształtowanym wkładem chłonnym, z systemem szybkiej dystrybucji moczu, miękkimi i zagiętymi zakładkami bocznymi zapobiegającymi przeciekaniu, elastycznymi ściągaczami w obszarze pachwin, pokryte materiałem tekstylnym z zewnątrz i wskaźnikiem wilgotności. Dzięki specjalnie zaprojektowanemu wkładowi chłonnemu oraz wysokiej zdolności wchłaniania, MoliCare Premium Form zapewnia maksymalną ochronę przed wyciekaniem. MoliCare Premium Form ma wysoką zdolność zatrzymywania wilgoci wewnątrz wkładu, przez co zapewnia zdrową skórę i wysoki komfort noszenia. Łatwe do założenia wraz z elastycznymi majtkami wielokrotnego użytku (MoliCare Premium Fixpants), które zapewniają mocowanie wkładu i lepsze dopasowanie do kształtów ciała.

### Zastosowanie

Produkty w wersji unisex przeznaczone dla osób z nietrzymaniem moczu i/lub stolca - od lekkiego do bardzo ciężkiego stanu. Mogą być stosowane przez osoby unieruchomione oraz mobilne.

Produkt w wersji unisex dla osób z nietrzymaniem moczu i/lub stolca - od lekkiego do umiarkowanego stanu. Może być stosowany przez osoby unieruchomione lub mobilne.

**Opakowanie:** 30 szt.